

錳採檢須知

氧化錳常因焊接或切割含錳物而產生。吸入氧化錳的粉塵可能產生所謂「金屬燻煙熱」或化學性肺炎; 發冷、發燒、噁心、咳嗽都會發生。

錳慢性中毒主要是引起神經及精神上的異常;初期會有認知障礙及情緒困擾包括食慾不振、肌痛、神經質、躁動、無法控制暴力行為、失眠、性慾降低。中期會有-無法控制的哭笑、說話障礙、視幻覺、行動笨拙、意識皆亂。後期症狀有行走困難、僵硬、無法說話、抖動、類似巴金森症。

檢驗表單	重金屬檢驗單(CM-L502)	
檢驗項目	血中錳	尿中錳
參考範圍	<20μg/L	1.0 ~ 8.0 μg / L
採檢容器 及 檢體量	Li-HeparinTube 最低採檢量 4 ml	S - YurineTube 最低採檢量 5 ml
採檢 注意事項	避免凝血與溶血	請緊閉蓋子·避免外漏汙 染
檢驗方法	Atomic Absorption Spectrometry	
可送檢時間	星期一~星期五08:00~17:00(例假日休)	
報告完成時間	不含例假日,14個工作天	
院內分機	(04)2205-2121轉7613	
	請確實將總尿量註明於檢驗單申請單上	

若有任何疑問,請不吝與我們聯絡 電話:(04)22052121 分機 7613 HE-17021