

項目	儀器	參考值	Reportable Range	危險值設定	新舊相關性			
					平均值	R ²	Intercept	Bias
PT(sec)	舊	9.5-11.7	8 - 81	PT>30 加通知INR數值 排除心臟內科 INR>3.5 僅限心臟內科	13.78	0.969	-0.76	11.25
	新	9.4-12.5	8 - 100	PT>30 加通知INR數值 排除心臟內科 INR>3.5 僅限心臟內科	15.41			
APTT(sec)	舊	24.3-32.7	15 - 180	APTT>80	43.15	0.954	-2.21	4.92
	新	28.0-40.0	16 - 400	APTT>100	45.55			
Heparin治療區間 Heparin 0.3- 0.7U/mL	舊	54-84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	新	59-97	N/A	N/A				
Fibrinogen- Clauss(mg/dL)	舊	200-400	200 - 400	N/A	291.43	0.987	1.22	0.99
	新	200-393	35 - 1000	N/A	288.87			
vWF Ag(%)	舊	O型:53.7-148.5 A.B.AB型:72.2~166.8	1.9 - 192	N/A	111.03	0.954	0.77	10.49
	新	O型:42-140.8 A.B.AB型:66.1-176.3	8.5 - 250	N/A	122.88			
vWF Activity(%)	舊	O型:49-142 A.B.AB型:66-183	10 - 200	N/A	98.83	0.972	7.08	4.74
	新	O型:48.2-201.9 A.B.AB型:60.8-239.8	7 - 480	N/A	107.09			