

## 鉻 採檢須知

六價鉻有劇毒及腐蝕性。急性中毒會造成皮膚鉻潰瘍 Chrome ulcer、鼻中膈穿孔、吸入過敏性接觸皮膚炎、胃腸出血性胃腸炎(食入 1-2 公克會致命)、急性腎衰竭或肺水腫。長期六價鉻暴露可能引起氣喘、塵肺症、癌症(肺癌)。

檢驗表單	重金屬檢驗單 (CM-L502)	
檢驗項目	血中鉻	尿中鉻
參考範圍	< 26.5 µg/L	< 40 µg/L
採檢容器及檢體量		
	Li-Heparin Tube 最低採檢量 4 ml	S-Y urine Tube 最低採檢量 5 ml
採檢注意事項	避免凝血與溶血	請緊閉蓋子，避免外漏汙染
檢驗方法	Atomic Absorption Spectrometry	
可送檢時間	星期一至星期五 8:00 - 17:00 (例假日休)	
報告完成時間	不含例假日，14 個工作天	
院內分機	(04) 2205-2121 轉 7613	
	請確實將總尿量註明於檢驗單申請單上	